

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель Министра
Д. Л. Пиневич
2015г.
Регистрационный № 202-1215

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ ПРИЖИВЛЕНИЯ И ОТТОРЖЕНИЯ
ТРАНСПЛАНТАТА У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ АЛЛОГЕННОЙ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

Инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЕ - РАЗРАБОТЧИК:

ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии,
гематологии и иммунологии»

АВТОРЫ:

Марейко Ю.Е., к.б.н. Савицкая Т.В., Волочник Е.В., Лавриненко В.А,
Акинфеева Э.Л., д.м.н., профессор, член-корреспондент НАН Беларуси
Алейникова О.В.

Минск, 2015

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра

_____ Д.Л. Пиневич

11.12.2015

Регистрационный № 202-1215

**АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ ПРИЖИВЛЕНИЯ И ОТТОРЖЕНИЯ
ТРАНСПЛАНТАТА У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ АЛЛОГЕННОЙ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК**

инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: ГУ «Республиканский научно-практический
центр детской онкологии, гематологии и иммунологии»

АВТОРЫ: Ю.Е. Марейко, канд. биол. наук Т.В. Савицкая, Е.В. Волочник,
В.А. Лавриненко, Э.Л. Акинфеева, д-р мед. наук, проф., чл.-корр. НАН Беларуси
О.В. Алейникова

Минск 2015

В настоящей инструкции по применению (далее — инструкция) изложен алгоритм диагностики приживления и отторжения трансплантата у пациентов после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (аллоТГСК), который может быть использован в комплексе медицинских услуг, направленных на лечение заболеваний, требующих аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

Данная инструкция предназначена для врачей-трансплантологов, врачей-гематологов, врачей-онкологов, врачей-иммунологов, организаторов здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь пациентам после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕАКТИВОВ, СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Реакция агглютинации: моноклональные анти-А, анти-В антитела (поликлоны анти-А, анти-В), антиресус-антитела, планшет.

Метод флуоресцентной гибридизации in situ: флуоресцентный микроскоп, камера Горяева, центрифуга, водяная баня, холодильник, предметное стекло, пробирки, набор пипеток с переменными объемами, среда для культивирования, содержащая телячью эмбриональную сыворотку, глутамин и антибиотик, кальцемид, 0,55% раствор KCl, фиксатор, буферные растворы, спиртовые растворы, ДНК-зонд, флуоресцентный краситель DAPI (4,6-диамидино-2-фенилиндолдигидрохлорид).

Полимеразная цепная реакция (ПЦР):

Выделение ДНК: спектрофотометр; вортекс; термоблок; высокоскоростная центрифуга, морозильник -20°C; набор пипеток с переменными объемами от 0,5 мкл до 1 мл; пробирки объемом 0,5–1,5 мл; набор для выделения ДНК; вода для ПЦР, буферные растворы

Полимеразная цепная реакция с последующим капиллярным электрофорезом и фрагментным анализом для определения STR-мишеней: шкаф для ПЦР; термоциклер для ПЦР; набор для амплификации STR-мишеней; морозильник -20°C; морозильник -70°C; набор пипеток с переменными объемами от 0,5 мкл до 1 мл; пробирки объемом 0,2 мл; вода для ПЦР; праймеры и зонды к STR-мишеням; генетический анализатор с программным обеспечением для проведения капиллярного электрофореза и фрагментного анализа; 96-луночные плашки, септа, полимер, формамид, буфер для генетического анализатора.

Количественная полимеразная цепная реакция в реальном времени для определения InDel-мишеней: шкаф для ПЦР; термоциклер для ПЦР в реальном времени; морозильник -20°C; морозильник -70°C; набор пипеток с переменными объемами от 0,5 мкл до 1 мл; пробирки объемом 0,2 мл; оптически прозрачные планшеты и крышки для количественной ПЦР; вода для ПЦР; набор смеси для количественной ПЦР в реальном времени; праймеры и зонды к InDel-мишеням.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Состояние после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Отсутствуют.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМА

Диагностика приживления и отторжения трансплантата после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток осуществляется путем определения источника гемопоэза — исследования химеризма (феномен сосуществования клеток двух разных организмов — донора и реципиента).

Обследование включает:

1. Определение в периферической крови уровня эритроцитов донора и реципиента по группе крови и резус-фактору серологическим методом на основе реакции агглютинации при несовместимости пары донор/реципиент по системе АВ0 и резус-фактору.

2. Определение в костном мозге или периферической крови уровня мононуклеарных клеток донора и реципиента по половой хромосоме методом флуоресцентной гибридизации *in situ* (FISH) в парах донор/реципиент, несовместимых по полу.

3. Определение в костном мозге и периферической крови уровня мононуклеарных клеток донора и реципиента методом полимеразной цепной реакции с последующим капиллярным электрофорезом и фрагментным анализом для определения STR-мишеней (STR, short tandem DNA repeats) и методом количественной полимеразной цепной реакции в реальном времени для определения InDel-мишеней (insertion/deletion polymorphism).

Диагностика эритроцитарного химеризма

Осуществляется общепринятыми методами проведения реакции гемагглютинации. Пациентам, несовместимым с донором по АВ0-системе и/или резус фактору, после аллоТГСК первое исследование эритроцитарного химеризма проводят на день +30 после трансплантации с последующим исследованием на +60, +80, +100, +180 дни, затем 1 раз в месяц до достижения 100% донорского химеризма по группе крови и резус-фактору (обязательно день+365); в течение 2–5-го года после аллоТГСК — 1раз в год. При подозрении отторжения трансплантата, рецидива заболевания контроль эритроцитарного химеризма обязателен. В случае лечения рецидива гемобластозов следует определять эритроцитарный химеризм после восстановления гемопоэза. При необходимости трансфузий препаратов крови после длительного перерыва устанавливают группу крови пациента и эритроцитарный химеризм. При наличии смешанного химеризма осуществляют трансфузии препаратов групп крови, которые не приведут к реакции гемагглютинации. При выявлении 100% эритроцитарного донорского химеризма периферическая кровь реципиента направляется для определения

группы крови и разрешения на трансфузии препаратов донорской группы крови.

Диагностика лейкоцитарного химеризма методом флуоресцентной гибридизации *in situ*

Диагностика лейкоцитарного химеризма у пациентов, несовместимых с донором по полу (половой химеризм), в мононуклеарах крови и костного мозга проводится общеустановленным методом флуоресцентной гибридизации *in situ* (FISH) по наличию отдельных и слитных сигналов с двуцветными ДНК-зондами, специфичными для X и Y-хромосом в интерфазных ядрах или на стадии метафазы. После аллотГСК в течение первого года проводится исследование полового химеризма клеток костного мозга при онкологических заболеваниях на +30, +60, +100, +180, +365 дни; неонкологических — на +30, +100, +365 дни. При костномозговой пункции по поводу подозрения отторжения трансплантата или рецидива заболевания вне зависимости от периода после трансплантации обязателен забор костного мозга на исследование полового химеризма. В случае лечения рецидива гемобластозов необходимо определение полового химеризма костного мозга после восстановления гемопоэза для выявления его источника.

В течение 2–5 лет половой химеризм контролируется в периферической крови, причем при гемобластозах в течение 2-го года 1 раз в 3 мес., а при неонкологических заболеваниях — 1 раз в 6 мес., 3–5-й годы для всех пациентов — 1–2 раза в год.

При выявлении повышающегося смешанного химеризма интервалы становятся короче, а на фоне иммунотерапии контроль перед каждым последующим этапом лечения.

Диагностика лейкоцитарного химеризма методом ПЦР

Осуществляется стандартными методами проведения полимеразной цепной реакции с последующим капиллярным электрофорезом и фрагментным анализом и/или методом количественной полимеразной цепной реакции в реальном времени. В лимфоцитах всех пациентов и доноров до начала режима кондиционирования перед аллотГСК определяются информативные аллели методом ПЦР с последующим капиллярным электрофорезом и фрагментным анализом путем определения STR-мишеней и методом ПЦР в реальном времени путем определения InDel-мишеней.

В посттрансплантационном периоде химеризм исследуется методом ПЦР с последующим капиллярным электрофорезом и фрагментным анализом путем определения STR-мишеней. В случае расчета уровня химеризма более 97% проводится дополнительный анализ методом ПЦР в реальном времени путем определения InDel-мишеней для контроля микрохимеризма.

После аллотГСК у пациентов с гематологической патологией (тяжелые врожденные и приобретенные апластические анемии, гемоглобинопатии, болезни накопления, первичные иммунодефициты) в периферической крови в течение первого года после трансплантации исследование химеризма проводится 1 раз в 2 недели до полного стойкого химеризма, затем каждые 2 мес. (обязательно +30, +60, +100, +180 дни); в продолжение 2–3-го годов —

1 раз в 6 мес.; 4–5-го годов — 1 раз в 1 год. Оценка химеризма в костном мозге в первый год осуществляется на +30, +100, +365 дни после аллотГСК, 2-й год — 1–2 раза в 1 год. При подозрении отторжения трансплантата обязательно проводится контроль уровня химеризма как в периферической крови, так и костном мозге. При выявлении смешанного химеризма наблюдение осуществляется 1 раз в 1 мес.; при увеличивающемся смешанном химеризме — 1 раз в 2 недели до достижения полного или стойкого снижающегося смешанного химеризма; а на фоне иммунотерапии — перед каждым последующим ее этапом. При задержке приживления, подозрении отторжения трансплантата исследуется линейноспецифический химеризм.

У реципиентов с онкогематологической патологией (ОЛЛ, ОМЛ, ХМЛ, МДС, ЮММЛ и др.) химеризм определяется в периферической крови: первый год до +180 дня каждые 2 недели, затем ежемесячно до +365 дня (в +365 день обязательный контроль); 2-й год — 1 раз в 3 мес., 3–5-й год — 1–2 раза в год. В костном мозге: первый год на +30, +60, +100, +180, +365 день; 2-й год — 1 раз в 6 мес.; 3–5-й год — 1 раз в 1 год.

Особой группой являются пациенты, у которых показанием к аллотГСК являлась неходжкинская лимфома. У них динамическое наблюдение уровня химеризма осуществляется в периферической крови: в течение 1–2-го года до +180 дня каждые 2 недели, затем 1 раз в 3 мес.; 3–5 годов — 1 раз в год. В костном мозге первый год на +30, +100, +180, +365 день; 2–5-й год — 1 раз в год.

У всех пациентов с онкогематологической патологией, в т.ч. с неходжкинскими лимфомами, при обнаружении смешанного или увеличивающегося смешанного химеризма наблюдение осуществляется 1 раз в 2 недели до достижения полного химеризма или стойкого снижения смешанного химеризма, а при иммунотерапии — перед каждым последующим ее этапом. Подозрение отторжения трансплантата, рецидива заболевания является показанием для исследования линейноспецифического химеризма. В случае лечения рецидива необходимо определение химеризма в костном мозге и периферической крови после восстановления гемопоэза.

У пациентов с гемобластозами необходимо регулярно контролировать уровень минимальной остаточной болезни при наличии маркера.

Интерпретация результатов подсчета уровня химеризма

Приживление трансплантата. Полный химеризм — отсутствие аутомаркера или менее 0,1% методом ПЦР в реальном времени. Низкий смешанный химеризм — уровень аутомаркера менее 1%. Снижающийся смешанный химеризм — в течение 20–40 дней уменьшение уровня аутомаркера на 5% и более в 2 последующих анализах. Повышающийся смешанный химеризм — в течение 20–40 дней увеличение уровня аутомаркера на 5% и более в 2 последующих анализах. Стабильный смешанный химеризм — в течение 20–40 дней колебания уровня аутомаркера в пределах 5% в 2 последующих анализах.

Отторжение трансплантата. Уровень аутомаркера более 97,5%, донорских клеток менее 2,5%.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При исследовании эритроцитарного химеризма серологическим методом на основе реакции гемагглютинации ошибки могут быть связаны с длительным персистированием клеток реципиента на ранних этапах после аллотГСК или донора при отторжении трансплантата/рецидиве заболевания с аутовосстановлением всего гемопоэза, активной трансфузионной поддержкой, а также с некоторой субъективностью метода исследования.

При определении полового химеризма методом флуоресцентной гибридизации *in situ* ошибки в раннем посттрансплантационном периоде могут быть связаны с дефектами забора костного мозга – примесь периферической крови, в которой могут циркулировать остаточные клетки «хозяина». Кроме того, нарушение технологии исследования может привести к плохой фиксации и окраске материала и погрешности результатов.

Большую погрешность в измерение уровня химеризма метод полимеразной цепной реакции с последующим капиллярным электрофорезом и фрагментным анализом для определения STR-мишеней могут вносить так называемые «stutter»-пики, которые возникают в результате «скольжения» полимеразы в процессе амплификации на одну повторяющуюся единицу STR. Эти «stutter»-пики могут вносить 5–15% вклад в пики, перекрывающиеся с ними по размеру, а также симулировать картину смешанного химеризма при его низком уровне, если информативный аллель реципиента комигрирует со «stutter» пиком донорского аллеля. «Stutter»-подобные пики могут появляться также после главного пика. Такие локусы должны быть исключены из анализа, особенно, когда четко определено наличие низкого уровня химеризма в других локусах. Эти особенности следует учитывать при подсчете химеризма, особенно при его очень низких значениях (стремящихся к 0%) или очень высоких (стремящихся к 100%). Различная эффективность амплификации аллелей в мультиплексной ПЦР или аллельный дисбаланс является общим источником вариации, приводящей к $\leq 15\%$ разнице в пределах пары аллелей донора или реципиента в 70–100% случаев в зависимости от маркера.

Погрешности существуют при использовании метода количественной полимеразной цепной реакции в реальном времени для определения InDel-мишеней. При этой ПЦР-разница в условиях амплификации между дублями влияет на точность определения химеризма: допускаемая погрешность измерения порогового значения $St \pm 0,5$ между дублями, что соответствует вариации количества ДНК до 50% (коэффициент вариации парных измерений = 0–50%), при низких значениях химеризма эта погрешность незначительна, а при высоких недопустима. Для сравнения 100% химеризм при измерении может давать значения между 75 и 150%, что непригодно для измерения химеризма, а при значении 1% может давать значения между 0,75% и 1,5%, что вполне допустимо.

Алгоритм динамического наблюдения за приживлением и отторжением трансплантата у пациентов после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток путем исследования эритроцитарного химеризма

Показания	Технология	Время и интервал исследований	Результаты	Комментарии
<p>Реципиенты, несовместимые с донором по группе крови (AB0-системе, резус-фактору) вне зависимости от нозологической группы</p>	<p>Серологический метод на основе реакции гемагглютинации</p>	<p><i>1-й год:</i> +30, +60, +80, +100, +180 затем ежемесячно до достижения полного донорского химеризма (обязательно день +365) <i>2 –5-й год:</i> 1 раз в год</p> <p>В случае подозрения отторжения трансплантата, рецидива заболевания</p> <p>В случае лечения рецидива гемобластозов необходимо определение эритроцитарного химеризма после восстановления гемопоэза</p>	<p>Смешанный химеризм — трансфузии препаратов групп крови, которые не приведут к реакции гемагглютинации</p> <p>Полный донорский химеризм — определение группы крови и трансфузии препаратов крови донорской группы</p> <p>Полный химеризм реципиента — определение группы крови и трансфузии препаратов крови группы реципиента (до ТГСК)</p>	<p>При необходимости трансфузий препаратов крови после длительного перерыва необходимо определить группу крови пациента и эритроцитарный химеризм</p>

Алгоритм динамического наблюдения за приживлением и отторжением трансплантата у пациентов после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток путем исследования полового химеризма

Показания	Технология	Время и интервал исследований	Результаты	Комментарии
Реципиенты, несовместимые с донором по полу	Метод флуоресцентной гибридизации <i>in situ</i>	<p>Костный мозг: <i>1-й год:</i> Онкологические заболевания +30, 60, 100, 180, 365 дни Неонкологические заболевания +30, 100, 365 дни</p> <p>При проведении КМП по поводу подозрения рецидива или отторжения трансплантата</p> <p>В случае лечения рецидива гемобластозов необходимо определение полового химеризма в костном мозге после восстановления гемопоэза</p> <p>Периферическая кровь: <i>1-й год</i> не проводится <i>2-й год:</i> 1 раз в 3 мес. — гемобластозы 1 раз в 6 мес. — неонкологические заболевания <i>3–5-й год</i> 1–2 раза в год</p>	<p>Повышающийся смешанный химеризм</p> <p>Повышающийся смешанный химеризм требует дополнительной терапии (коррекция иммуносупрессивной терапии, низкие дозы донорских лимфоцитов)</p>	<p>Интервалы короче</p> <p>При проведении иммунотерапии и химеризм исследуется перед каждым последующим этапом</p>

Алгоритм динамического наблюдения за приживлением и отторжением трансплантата у пациентов после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток методами полимеразной цепной реакции

Показания	Технология	Время и интервал исследований	Результаты	Комментарии
Все пациенты	Метод ПЦР с последующим капиллярным электрофорезом и фрагментным анализом путем определения STR-мишеней	До ТГСК: Определение информативных аллелей		
Гематологическая патология: Тяжелые врожденные и приобретенные апластические анемии Гемоглобинопатии Болезни накопления Первичные иммунодефициты	Метод ПЦР в реальном времени путем определения InDel-мишеней (если химеризм более 97% методом STR-PCR)	После ТГСК: Периферическая кровь <i>1-й год</i> 1 раз в 2 недели до полного стойкого химеризма, затем каждые 2 мес. (обязательно +30, 60, 100, 180 дни) <i>2–3-й год</i> 1 раз в 6 мес. <i>4–5-й год</i> 1 раз в год При подозрении отторжения трансплантата Костный мозг: <i>1-й год</i> +30, 100, 365 дни после ТГСК <i>2-й год</i> 1–2 раза в год При подозрении отторжения трансплантата	Смешанный химеризм Увеличивающийся смешанный химеризм и на фоне терапии (например, отмена иммуносупрессивной терапии, использование донорских лимфоцитов)	Интервал — 1 раз в 1 мес. 1 раз в 2 недели до достижения полного или стойкого снижения смешанного химеризма Линейноспецифический химеризм при задержке приживления, при подозрении отторжения трансплантата
Онкогематологическая патология ОЛЛ ОМЛ ХМЛ		Периферическая кровь: <i>1-й год</i> до +180 дня каждые 2	Смешанный химеризм	1 раз в 2 недели до достижения полного или стойкого

<p>МДС ЮММЛ</p>		<p>недели, затем ежемесячно до +365 дня <i>2-й год</i> 1 раз в 3 мес. <i>3–5-й год</i> 1–2 раза в год Костный мозг <i>1-й год</i> +30, +60, +100, +180, +365 день <i>2-й год</i> 1 раз в 6 мес. <i>3 –5-й год</i> 1 раз год</p> <p>При подозрении на рецидив</p> <p>В случае лечения рецидива гемобластозов необходимо определение химеризма в костном мозге и периферической крови после восстановления гемопоза</p>	<p>Увеличивающийся смешанный химеризм на фоне терапии (например, отмена иммуносупрессивной терапии, использование донорских лимфоцитов)</p>	<p>снижения смешанного химеризма</p> <p>При иммуноterapiи и химеризм исследуется перед каждым последующим этапом</p> <p>Линейноспеци- фический химеризм при задержке приживления, подозрении отторжения трансплантата, рецидива заболевания</p> <p>Регулярный контроль МОБ при наличии маркера</p>
<p>Лимфомы другие</p>		<p>Периферичес- кая кровь: <i>1–2-й год</i> до +180 дня каждые 2 недели, затем 1 раз в 3 мес. <i>3–5-й год</i> 1 раз в год Костный мозг <i>1-й год</i> +30, +100, +180, +365 день <i>2-й – 5-й год</i> 1 раз год При подозрении рецидива</p>	<p>Смешанный химеризм</p> <p>Увеличивающийся смешанный химеризм на фоне терапии (отмена иммуносупрессивной терапии, использование донорских лимфоцитов)</p>	<p>1 раз в 2 недели до достижения полного или стойкого снижения смешанного химеризма</p> <p>При проведении иммунотера- пии химеризм исследуется перед каждым последующим этапом</p>

		<p>В случае лечения рецидива гемобластозов необходимо определение химеризма в костном мозге и периферической крови после восстановления гемопоза</p>		<p>Линейноспеци- фический химеризм при задержке приживления, при подозрении отторжения трансплантата, рецидива заболевания</p> <p>Регулярный контроль МОБ при наличии маркера</p>
--	--	--	--	---