

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ**

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра

Д.Л. Пиневич

2014 г.

Регистрационный № 234-1273



**МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ  
ПРИЖИВЛЕНИЯ И ОТТОРЖЕНИЯ ТРАНСПЛАНТАТА У  
ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ  
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК**

Инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК:

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический  
центр детской онкологии, гематологии и иммунологии»

АВТОРЫ:

д.м.н., профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Алейникова О.В.,  
к.б.н. Савицкая Т.В., Марейко Ю.Е., Лавриненко В.А.

Минск, 2013

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель министра

\_\_\_\_\_ Д.Л. Пиневиц  
06.03.2013  
Регистрационный № 234-1213

**МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ  
ПРИЖИВЛЕНИЯ И ОТТОРЖЕНИЯ ТРАНСПЛАНТАТА У ПАЦИЕНТОВ  
ПОСЛЕ АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ  
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК**

инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: ГУ «Республиканский научно-практический центр  
детской онкологии, гематологии и иммунологии»

АВТОРЫ: д-р мед. наук, проф., чл.-корр. НАН Беларуси О.В. Алейникова, канд.  
биол. наук Т.В. Савицкая, Ю.Е. Марейко, В.А. Лавриненко

Минск 2013

В настоящей инструкции по применению (далее — инструкция) представлен метод диагностики приживления и отторжения трансплантата, основанный на исследовании донорского химеризма (ДХ) полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с последующим капиллярным электрофорезом и фрагментным анализом для определения STR-мишеней и количественной полимеразной цепной реакцией для выявления InDel-мишеней у реципиентов после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК). Результаты диагностики приживления и отторжения трансплантата на основе данного метода позволят проводить своевременную и адекватную терапию, контролировать ее эффективность у 100% реципиентов на всех этапах после операции, что улучшит исход заболевания у пациентов после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

Настоящая инструкция предназначена для врачей-трансплантологов, врачей-гематологов, врачей-онкологов, врачей-иммунологов.

## **ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕАКТИВОВ, СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ**

*Выделение ДНК:* спектрофотометр; вортекс; термоблок; высокоскоростная центрифуга, морозильник -20°C; набор пипеток с переменными объемами от 0,5 мкл до 1 мл; пробирки объемом 0,5–1,5 мл; набор для выделения ДНК; вода для ПЦР.

*Полимеразная цепная реакция с последующим капиллярным электрофорезом и фрагментным анализом для определения STR-мишеней:* шкаф для ПЦР; термоциклер для ПЦР; набор для амплификации STR-мишеней; морозильник -20°C; морозильник -70°C; набор пипеток с переменными объемами от 0,5 мкл до 1 мл; пробирки объемом 0,2; вода для ПЦР; праймеры и зонды к STR-мишеням; генетический анализатор с программным обеспечением для проведения капиллярного электрофореза и фрагментного анализа; 96-луночные плашки, септа, полимер, формамид, буфер для генетического анализатора.

*Количественная полимеразная цепная реакция для определения InDel-мишеней:* шкаф для ПЦР; термоциклер для ПЦР в реальном времени; морозильник -20°C; морозильник -70°C; набор пипеток с переменными объемами от 0,5 мкл до 1 мл; пробирки объемом 0,2; оптически прозрачные планшеты и крышки для количественной ПЦР; вода для ПЦР; набор смеси для количественной ПЦР в реальном времени; праймеры и зонды к InDel-мишеням.

## **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток

## **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ**

Отсутствуют.

## **ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА**

Принцип метода основан на количественной оценке ДНК клеток донора у реципиента после аллогенной ТГСК по отношению к количеству остаточной ДНК реципиента в образцах костного мозга и периферической крови.

Для различия ДНК донора и реципиента используют амплификацию гипервариабельных участков генома человека, которые представляют собой

высокополиморфные образования, состоящие, например, из различного числа попарно повторяющихся последовательностей нуклеотидов (STR-мишени, short tandem repeat) или биаллельных инсерций/делеций участков ДНК (InDel-мишени, insertion/deletion).

Для амплификации STR-мишеней применяют метод полимеразной цепной реакции, в которой используют меченные различными флуорохромами праймеры, фланкирующие интересующий локус. В ПЦР амплифицируется целый аллель, поэтому размер продукта определяется длиной и количеством повторов, для разделения и детекции которых используют программное обеспечение для фрагментного анализа после проведения капиллярного электрофореза. Размер каждого аллеля (в парах оснований) и количество ДНК оценивают исходя из показателей относительной флуоресценции и времени детекции сигнала.

Для амплификации InDel-мишеней применяют полимеразную цепную реакцию в реальном времени. Особенностью этого метода является возможность количественного измерения ПЦР-продукта во время экспоненциальной фазы процесса амплификации. Для этого используют детекцию флуоресцентных сигналов во время каждого цикла ПЦР, возникающую при гидролизе меченой флуорохромом пробы (TaqMan пробы).

### **1. Подготовка образцов**

Мононуклеарные клетки выделяют из периферической крови и костного мозга на градиенте плотности 1,077 с последующей отмывкой в фосфатно-солевом буфере с рН 7,4. Выделение ДНК из 5 млн клеток проводят с помощью коммерческого набора. Количество ДНК оценивают спектрофотометрически. После определения количества ДНК разводят до конечной концентрации 1 нг/мкл. Хранят образцы ДНК при -20°C.

### **2. Метод полимеразной цепной реакции с последующим капиллярным электрофорезом и фрагментным анализом для определения STR-мишеней**

Для амплификации STR-мишеней используют коммерческий набор, содержащий смесь праймеров к 10 STR-локусам и локусу амелогенина в мультиплексной ПЦР, которые коамплифицируются в одной реакции с использованием праймеров, меченных различными флуорохромами. ПЦР выполняют в конечном объеме 17 мкл в составе: 8,4 мкл смеси для реакции, 0,4 мкл полимеразы для горячего старта с концентрацией 5 Ед/мкл, 0,44 мкл смеси праймеров и 4 нг исследуемой ДНК. Амплификацию проводят на термоциклире при следующих условиях: 95°C 11 мин для активации полимеразы, 28 циклов с денатурацией при 94°C 1 мин, отжигом при 59°C 1 мин и элонгацией при 72°C 1 мин, шаг финальной элонгации — 60°C — 45 мин.

Разделение продуктов ПЦР и детекцию флуоресценции проводят с помощью капиллярного электрофореза на генетическом анализаторе согласно параметрам программного обеспечения. Для этого в лунки планшета вносят 9,25 мкл формамида, 0,25 мкл стандарта молекулярных весов (длиной 500 пар оснований) и 0,5 мкл продукта ПЦР. Образцы денатурируют при 95°C 3 мин, охлаждают на льду 3 мин и загружают в прибор.

После капиллярного электрофореза проводят идентификацию аллелей с использованием оригинального программного обеспечения. При несовпадении аллелей у пары донор–реципиент их рассматривают как информативные и

используют в дальнейшем для подсчета смешанного химеризма в посттрансплантационных образцах. Для определения информативных аллелей используют образцы донора и реципиента, взятый до проведения ТГСК.

Рассчитывают донорский химеризм в посттрансплантационном образце как соотношение сигналов флуоресценции информативных аллелей донора и реципиента по относительной высоте пиков по формуле:

$$\text{ДХ\%} = (\Sigma \text{ ДНК донора}) / \Sigma \text{ общей ДНК в локусе} \times 100\%.$$

### 3. Метод количественной ПЦР для определения InDel-мишеней

Принцип выполнения методики количественной ПЦР для определения InDel-мишеней заключается в следующем:

- в каждом образце донора и реципиента мишенями являются ДНК исследуемых локусов, а референс-геном — ДНК гена альбумина ABL (albumin).

- мишень и референс-ген амплифицируют в отдельных пробирках в дублях;

- первоначально донора и реципиента генотипируют по всем аллель-специфическим маркерам. Аллели учитывают как позитивные, если значение  $C_t$  (пороговый цикл) находится в пределах 20–26, и негативные, если значение  $C_t$  превышает 40 или отсутствует амплификация. Аллели считают информативными, если они являются позитивными для реципиента и негативными для донора или наоборот;

- для расчета эффективности реакции используют метод относительных стандартных кривых. Стандартные кривые в каждой реакции для информативных аллелей строят на основании серии разведений (100, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6) ДНК донора в ДНК реципиента и наоборот.

Стандартные кривые оценивают математически с использованием программного обеспечения — термоциклер для ПЦР в реальном времени по следующим показателям: коэффициенту корреляции (Correlation Coefficient), который отражает корреляцию показателя  $C_t$  разных разведений и должен быть выше 0,990; эффективности ПЦР (PCR Efficiency), которая должна быть в пределах 90–110%; наклону стандартной кривой (Slope), который может варьировать в пределах -3,0 – -3,6.

В исследовании используют следующие праймеры для 18 локусов:

- локуса S01a прямой 5'-GGTACCGGGTCTCCACATGA-3', обратный 5'-GGGAAAGTCACTCACCCAAGG-3', пробу: Fam-CTGGGCCAGAATCTTGGTCCTCACA-BHQ1;

- локуса S02 прямой 5'-GCTTCTCTGGTTGGAGTCACG-3', обратный 5'-GCTTGCTGGCGGACCCT-3', пробу: Fam-CTGCACCACCAAATCATCCCCGTG-BHQ1;

- локуса S03 прямой 5'-CTTTTGCTTTCTGTTTCTTAAGGGC-3', обратный 5'-TCAATCTTTGGGCAGGTTGAA-3', пробу: Fam-CATACGTGCACAGGGTCCCCGAGT-BHQ1;

- локуса S04a прямой 5'-CTGGTGCCACAGTTACGCT-3', обратный 5'-AAGGATGCGTGA CTGCTATGG-3', пробу: Fam-TCCTGGCAGTGTGGTCCCTTCAGAA-BHQ1;

- локуса S04b прямой 5'-CTGGTGCCACAGTTACGCT-3', обратный 5'-

AGGATGCGTGACTGCTCCTC-3', пробу: Fam-  
 TCCTGGCAGTGTGGTCCCTTCAGAA-BHQ1;  
 - локуса S05а прямой 5'-AAAGTAGACACGGCCAGACTTAGG-3', обратный  
 5'-CATCCCCACATACGGAAAAGA-3', пробу: Fam-  
 CCCTGGACACTGAAAACAGGCAATCCT-BHQ1;  
 - локуса S05б прямой 5'-AGTTAAAGTAGACACGGCCTCCC-3', обратный 5'-  
 CATCCCCACATACGGAAAAGA-3', пробу: Fam-  
 CCCTGGACACTGAAAACAGGCAATCCT-BHQ1;  
 - локуса S06 прямой 5'-CAGTCACCCCGTGAAGTCCT-3', обратный 5'-  
 TTTCCCCCATCTGCCTATTG-3', пробу: Fam-  
 CCCATCCATCTTCCСТАССAGACCAGG-BHQ1;  
 - локуса S07а прямой 5'-TGGTATTGGCTTTAAAАТАСТGGG-3', обратный 5'-  
 TGTACCCAAAАСТСАГСТGCA-3', пробу: Fam-  
 TCCTCACTTCTCCACCCСТАGTTAAACAG-BHQ1;  
 - локуса S07б прямой 5'-GGTATTGGCTTTAAAАТАСТСААСС-3', обратный  
 5'-CAGCTGCAACAGTTATCAACGTT-3', пробу: Fam-  
 TCCTCACTTCTCCACCCСТАGTTAAACAG-BHQ1;  
 - локуса S08а прямой 5'-CTGGATGCCTCACTGATCCA-3', обратный 5'-  
 TGGGAAGGATGCATATGATCTG-3', пробу: Fam-  
 STCCCAACCCCATTTCTGCCTG-BHQ1;  
 - локуса S08б прямой 5'-GCTGGATGCCTCACTGATGTT-3', обратный 5'-  
 TGGGAAGGATGCATATGATCTG-3', пробу: Fam-  
 STCCCAACCCCATTTCTGCCTG-BHQ1;  
 - локуса S09б прямой 5'-GGGCACCCGTGTGAGTTTT-3', обратный 5'-  
 CAGCTTGTCTGCTTTCTGCTG-3', пробу: Fam-  
 TGGAGGATTTCTCCCTGCTTCAГACAG-BHQ1;  
 - локуса S10а прямой 5'-GCCACAAGAGACTCAG-3', обратный 5'-  
 TGGCTTCCTTGAGGTGGAAT-3', пробу: Fam-  
 CAGTGTCCCACTCAAGTACTCCTTTGGA-BHQ1;  
 - локуса S10б прямой 5'-TTAGAGCCACAAGAGACAACCAG-3', обратный 5'-  
 TGGCTTCCTTGAGGTGGAAT-3', пробу: Fam-  
 CAGTGTCCCACTCAAGTACTCCTTTGGA-BHQ1;  
 - локуса S11б прямой 5'-CCCTGGATCGCCGTGAA-3', обратный 5'-  
 CCAGCATGCACCTGACTAACA-3', пробу: Fam-  
 CAAGGCTTCCTCAATTCTCCACCCTTCC-BHQ1;  
 - локуса ACE1428 прямой 5'-CCATTTCTСТАGACCTGCTGCC-3', обратный 5'-  
 GCCCTTAGCTCACCTCTGCTT-3', пробу: Fam-  
 TCACTTTTATGTGGTTTCGССAATTTTATTC-BHQ1;  
 - локуса GST194 прямой 5'-GGAGAAGATTCGTGTGGACA-3', обратный 5'-  
 CTGGATTGTAGCAGATCATAС-3', пробу: Fam-  
 TTTGGAGAACCAGACCATGGACAAC-BHQ1;  
 - референс-гена ALB прямой 5'-AGGGTAAAGAGTCGTCGATATGCT-3',  
 обратный 5'-CAATCTCAACCCACTGTCAGCTA-3', пробу: Fam-  
 САААСGСАТССАТТСТАССААСТТGAGCAT-BHQ1.

Уровень амплификации определяют с использованием прибора и программного обеспечения системы с детекцией в режиме реального времени. Реакцию проводят в

объеме 20 мкл: 10 мкл смеси для количественной ПЦР, 100 нМ каждого праймера, 200 нМ TaqMan пробы, 120 нг ДНК. Для ALB — 300 нМ каждого праймера, 200 нМ TaqMan пробы. Условия ПЦР: 2 мин при 50°C, 10 мин при 95°C и 40 циклов амплификации (95°C — 45 с и 62°C — 60 с). Все образцы исследуют в дубликатах. ПЦР проводят как однокомпонентную реакцию (в каждой пробирке праймеры и зонд к одной мишени).

Аллели считают информативными, если они являются позитивным для реципиента и негативным для донора или наоборот. Нормализуют количество исследуемых последовательностей ДНК в образце следующим образом:

$$\Delta\text{CtИн} = \text{Их} - \text{ALBх},$$

где  $\Delta\text{CtОн}$  — нормализованное значение Ct исследуемой последовательности ДНК в образце;

$\text{Ох}$  — значение Ct исследуемой последовательности ДНК в образце;

$\text{ALBх}$  — значение Ct референс-гена ALB в образце.

Для подсчета уровня донорского химеризма используют следующую формулу:

$$\text{ДХ}\% = (1 + \text{Е}) - (\Delta\text{CtИн} - \Delta\text{CtК}) \times 100\%,$$

где  $\text{ДХ}\%$  — значение донорского химеризма в процентах;

$\Delta\text{CtИн}$  — нормализованное значение Ct исследуемой последовательности ДНК в образце;

$\Delta\text{CtК}$  — значение  $\Delta\text{Ct}$  в калибраторе (в образце до трансплантации);

$\text{Е}$  — эффективность амплификации исследуемой последовательности ДНК.

При уровне донорского химеризма более 95% количество остаточных ДНК мишеней реципиента определяют по 1–2 информативным аллелям реципиента, а уровень химеризма вычисляют по формуле:  $\text{ДХ}\% = 100\% - \%$  химеры реципиента.

#### **Интерпретация результатов подсчета уровня донорского химеризма**

При диагностике уровня химеризма: более 97,5% — полный донорский химеризм (приживление трансплантата), менее 2,5% — полное отторжение трансплантата, 2,5–97,5% — смешанный донорский химеризм. Увеличение химеризма на  $\geq 5\%$  говорит о повышении смешанного химеризма; уменьшение на  $\geq 5\%$  — о снижении смешанного донорского химеризма.

#### **ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

Большую погрешность в измерение уровня химеризма могут вносить так называемые «stutter» пики, которые возникают в результате «скольжения» полимеразы в процессе амплификации на одну повторяющуюся единицу STR. При использовании тетрануклеотидных STR они появляются на 4 нуклеотида раньше амплифицируемого аллеля на электрофореграмме. Эти «stutter»-пики могут вносить 5–15% вклад в пики, перекрывающиеся с ними по размеру, а также симулировать картину смешанного химеризма при его низком уровне, если информативный аллель

реципиента комигрирует со «stutter»-пиком донорского аллеля. «Stutter»-подобные пики могут появляться также после главного пика. Такие локусы должны быть исключены из анализа, особенно когда четко определено наличие низкого уровня химеризма в других локусах. Эти особенности следует учитывать при подсчете уровня химеризма, особенно при его очень низких значениях (стремящихся к 0% ДХ) или очень высоких (стремящихся к 100% ДХ).

Разная эффективность амплификации аллелей в мультиплексной ПЦР или аллельный дисбаланс являются общим источником вариации, приводящей к  $\leq 15\%$  разнице в пределах пары аллелей донора или реципиента в 70–100% случаев в зависимости от маркера.

Также погрешности существуют при использовании метода количественной ПЦР для определения InDel-мишеней. При этой ПЦР разница в условиях амплификации между дублями влияет на точность определения значения химеризма: допустимая погрешности измерения порогового значения —  $St \pm 0,5$  между дублями, что соответствует вариации количества ДНК до 50% (коэффициент вариации парных измерений = 0–50%), при низких значениях химеризма эта погрешность незначительна, а при высоких не допустима. Для сравнения 100% химеризм при измерении может давать значения между 75 и 150%, что не пригодно для измерения химеризма, а при значении 1% может давать значения между 0,75 и 1,5%, что вполне допустимо.

Наиболее надежные результаты получают с использованием метода с STR-мишенями с уровнем химеризма от 3 до 97% ДХ. При этом главное достоинство метода на основе InDel-мишеней заключается в более высокой чувствительности, что делает возможным мониторинг химеризма при его низких и высоких значениях (менее 1% и более 97%).